

Cách lấy mẫu phân thử nghiệm

- Thử Trùng và Thử Thuốc Trùng và Ký Sinh Trùng Chất Điện Giải, pH, Mỡ, Porphyrins

Quý vị cần

- Một hộp trống đựng thực phẩm bằng plastic sạch, **hoặc**
- Màng bọc bằng plastic



Chúng tôi giao cho quý vị

- Lọ khử trùng để đựng mẫu thử nghiệm
- Lọ đựng mẫu thử có Chất Ổn Định SAF để bảo toàn mẫu thử
- Que quét phân FecalSwab (Copan)
- Một que gỗ
- Túi đựng mẫu có nguy hiểm sinh học

Để lấy mẫu thử nghiệm

- Viết tên họ đầy đủ và ngày sinh của quý vị trên mỗi lọ đựng mẫu thử nghiệm.
- Tiểu tiện (đi tiểu) trước rồi mới bắt đầu lấy mẫu phân.
- Lấy một ít phân theo một trong những cách sau đây khi đại tiện (đi cầu):
 - Kê một hộp đựng thực phẩm trống bằng plastic bên dưới hậu môn, **hoặc**
 - Trải một ít màng bọc bằng plastic trên thành bồn cầu.
- Ngay sau khi quý vị lấy mẫu thử nghiệm, hãy bỏ một ít phân vào mỗi lọ đựng mẫu này:
 - **Lọ đựng mẫu thử đã khử trùng** – Dùng que gỗ lấy một ít phân. Cho khoảng một thìa canh phân (hoặc cỡ như quả óc chó) vào lọ đựng.
 - **Lọ đựng mẫu thử có Chất Ổn Định SAF** – Dùng thìa gán ở nắp lọ. Cho vào lọ một lượng phân đủ cho chất lỏng trong lọ dâng lên đến vạch 30 ML line (đường kẻ dấu trên lọ). **Đừng** cho vào lọ quá nhiều phân. Dùng thìa khuấy đều phân trong chất lỏng này.
 - **Que quét phân FecalSwab (Copan)** – Nhúng đầu que bọc bông gòn vào mẫu phân. Hãy chắc chắn là nhúng toàn bộ đầu que bọc bông gòn vào mẫu phân. Đút đầu que bọc bông gòn vào ống đựng. Xoay que để trộn đều mẫu phân với chất lỏng trong ống. Kê que vào sát ống để bẻ gãy que ở vạch màu đỏ trên.
- Vặn chặt nắp mỗi lọ.
- Lắc nhẹ lọ đựng FecalSwab và SAF để trộn đều dung dịch bên trong.
- Đổ mẫu phân còn lại vào bồn cầu. Bỏ bất cứ thứ gì quý vị đã dùng để lấy mẫu phân vào một túi ni lông rồi bỏ vào thùng rác.
- Rửa tay bằng xà bông với nước.
- Viết ngày giờ lấy mẫu thử trên những lọ đựng mẫu này.
- Bỏ những lọ đựng mẫu thử vào một bao đựng chất có nguy hiểm sinh học.
- Giao lại mẫu thử cho phòng thí nghiệm trong vòng 2 giờ.

Cố không để dính nước tiểu trong khi lấy mẫu phân.

Đừng lấy mẫu phân từ trong bồn cầu.

Đừng để cho mẫu phân dính vào mặt bên trong bồn cầu.

Đừng trút ra hoặc làm đổ bất cứ chất lỏng nào trong các lọ đựng mẫu thử có Chất Ổn Định SAF hoặc FecalSwab.

Không thể đến phòng thí nghiệm trong vòng 2 giờ?

Cất các mẫu thử vào tủ lạnh. Giao lại phòng thí nghiệm càng sớm càng tốt.